



MANUEL UTILISATEUR
USER'S MANUAL
MANUAL
دليل الملا



DEPUIS 1907

MAXI +3

MURAL OU SUR SOCLE À ROULETTES
WALL MOUNTED OR WITH STAND

Tensiomètre anéroïde manopore
Aneroid sphygmomanometer
Esfigmomanómetro aneroide de mano
ضغط الدم



MANUEL UTILISATEUR

FR

Merci d'avoir fait l'acquisition du tensiomètre Grand cadran MAXI+3.
En choisissant un instrument SPENGLER, vous choisissez l'expérience et l'excellence reconnue depuis 1907.

NOTICE D'UTILISATION

Merci de lire la notice avant utilisation et de la conserver pour vous y référer ultérieurement.

UTILISATION MÉDICALE PRÉVUE

Le tensiomètre grand cadran MAXI+3 est un appareil professionnel (utilisable par des professionnels de santé formés à son utilisation) de diagnostic médical permettant de mesurer la pression exercée par le sang sur les artères par la méthode auscultatoire (un stéthoscope est donc nécessaire).

Il permet de mesurer avec précision la pression artérielle maximale systolique ou PAS (résultant de la contraction du ventricule gauche) et la pression artérielle minimale diastolique ou PAD (résultant de la relaxation des ventricules).

QUE SIGNIFIE « LA TENSION ARTÉRIELLE » ?

La tension artérielle correspond à la pression exercée par le flux sanguin sur les parois des artères. La pression la plus élevée, produite dans les artères par chaque battement cardiaque, est appelée « la pression systolique » tandis que la plus basse correspond à la « pression diastolique ».

A noter que la pression artérielle est sujette à de nombreuses fluctuations au cours de la journée et peut également varier avec le stress, les facteurs nutritionnels, l'activité physique, les médicaments ou selon les maladies.

QUELLE EST LA TENSION ARTÉRIELLE « NORMALE » ?

Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), une pression artérielle normale correspond à une pression systolique de moins de 130mmHg (millimètres de mercure) et une pression diastolique en dessous de 90mmHg. Cependant, la pression artérielle peut varier selon les individus. Vous trouverez le tableau des classifications selon l'OMS ci-dessous.

Classification de la tension artérielle chez l'adulte (unité mmHg)

	Pression artérielle systolique (mmHg)	Et/ou	Pression artérielle diastolique (mmHg)
Optimal	< 120	et	< 80
Normal	120-129	et/ou	80-84
Normale haute	130-139	et/ou	85-89
HTA grade 1	140-159	et/ou	90-99
HTA grade 2	160-179	et/ou	100-109
HTA grade 3	≥ 180	et/ou	≥ 110

Recommendations ESH 2007.

AVERTISSEMENTS

Les indications d'avertissement dans ce document identifient les conditions ou pratiques qui risquent d'entraîner des blessures, des maladies ou éventuellement la mort du patient.

⚠ Avertissement : Erreur de mesure possible. Utiliser uniquement des brassards de tensiomètre et les accessoires MAXI+3 de SPENGLER afin d'éviter les erreurs de mesure.

⚠ Avertissement : Risque de mesure imprécise. Avant toute utilisation, s'assurer que tous les points de raccordement, brassard, tubulure sont parfaitement étanches à l'air. Une fuite excessive peut affecter les mesures.

⚠ Avertissement : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée au risque d'affecter les mesures.

CHOISIR UN BRASSARD ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT

SPENGLER mène le combat en sensibilisant les professionnels de santé à utiliser un brassard adapté à la morphologie du patient, la taille du brassard ayant une implication sur la qualité des mesures :

- Un brassard trop étroit surestimera la pression artérielle.
- Un brassard trop grand pourra quant à lui sous estimer la pression artérielle.

Remarque :
L'index repère d'indice artériel figurant sur le brassard doit se situer dans la plage indiquée sur les brassards MAXI+3.

Lorsque le brassard est positionné sur le bras du patient, le repère « index » figurant sur le brassard doit se trouver dans la plage indiquée sur les brassards. Si le repère « index » ou le bord du repère n'atteint pas cette plage, nous vous conseillons de vous reporter au tableau ci-dessous afin d'adapter le brassard à la morphologie du patient.

Taille des brassards pour tensiomètre Maxi+3 disponibles

Taille de brassard	Circonférence du bras
S	18.4 cm - 29.7 cm
M	25.4 cm - 40.6 cm
L	33.3 cm - 51 cm

UTILISATION DU TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE GRAND CADRAN MAXI+3

Etapes

- Laisser le patient se reposer pendant 5 minutes
- Placer le patient dans une position confortable, jambes décroisées, le dos et le bras soutenu de préférence sans bouger ni parler
- Vérifier que l'index repère d'indice artériel se situe dans la plage indiquée sur les brassards.
- Maintenir le brassard à la hauteur du cœur pendant la durée de la mesure
- Maintenir le circuit pneumatique fermé (vérifier la valve de décompression)
- Gonfler le brassard pour une première estimation de la PAS (lorsque le sang circule à nouveau, il provoque un bruit de battement perceptible au stéthoscope)
- Confer à nouveau à 30mmHg au dessus de PAS estimée
- Dégonfler en ouvrant la valve à une vitesse de 2mmHg par seconde et lire simultanément la pression artérielle sur le manomètre
- Lire la PAS pour la phase I des bruits de Korotkoff
- Lire la PAD pour la phase V des bruits de Korotkoff (disparition complète des sons perçus au stéthoscope)
- Mesurer la fréquence cardiaque
- Continuer la décompression jusqu'à la purge complète du brassard


⚠ Avertissement : Un arrêt du flux sanguin entraîne des risques.

Recommandation :

- Utiliser K5* pour l'auscultation des adultes
- Utiliser K5* pour l'auscultation des patients enceintes, à moins que des sons soient perceptibles lorsque le brassard est dégonflé auquel cas il convient d'utiliser K4*
- Utiliser K4* pour l'auscultation des enfants de 3 ans à 12 ans.

*Se référer au tableau décrivant les phases des bruits de Korotkoff.

BRUITS DE KOROTKOFF



NORME

MAXI+3 est conforme à la norme de référence européenne NF EN ISO 81060-1.

ASSURANCE QUALITÉ

NF EN ISO 13485:2016

MARQUAGE CE

Attestation CE tensiomètre anéroïde délivré par le TUV SUD, organisme notifié n°0123. Appareil classe Im (fonction mesure de la tension artérielle par méthode auscultatoire) conforme à la directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

SYMBOLE

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Fabricant
	Consultez le mode d'emploi
	Référence du produit
	Numéro de lot
	Crain l'humidité
	Conserver à l'abri de la lumière et du soleil
	Plage de température de stockage
	Jetez le produit usagé au point de collecte pour le recyclage conformément aux réglementations locales
	Ce produit respecte la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

USING THE MAXI+3 LARGE DIAL ANEROID SPHYGMOMANOMETER

Steps

- Leave the patient to rest for 5 minutes
- Place the patient in a comfortable position, with legs uncrossed, and the back and arm elevated, ideally without moving or speaking
- Check that the marker index for arterial index is within the range shown on the Maxi+3 cuff
- Keep the cuff at heart height during measurement
- Keep the pneumatic circuit closed (check the decompression valve)
- Inflate the cuff for an initial SBP estimation (when the blood circulates again, it causes a noticeable beating sound on the stethoscope) until radial pulse disappears (so-called Korotkoff sounds)
- Inflate again to 50mmHg above the estimated SBP
- Deflate by opening the valve at a rate of 2mmHg per second and simultaneously read the blood pressure on the manometer
- Read the SBP for phase I of Korotkoff sounds
- Read the DBP for phase V of Korotkoff sounds (complete disappearance of sounds noted at the stethoscope)
- Measure the heart rate
- Continue decompression until complete purge of the cuff


⚠ Warning: A blood flow stoppage carries risks.

Recommandation:

- Use K5* for adult auscultation
- Use K5* for auscultation of pregnant patients, so long as the sounds are noticeable when the cuff is deflated, in which case the K4* can be used
- Use K4* for auscultation of children between 3 and 12 years.

*See the table describing the phases of Korotkoff sounds.

KOROTKOFF SOUNDS



ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

Operating temperature: +10°C to +40°C
Operating relative humidity: 20% to 85%
Storage temperature: -20°C to +70°C
Relative humidity at storage: 20% to 85%

MAINTENANCE AND MAINTENANCE VERIFICATION

Comply with current regional regulations for the disposal of manual tensiometers or accessories.

METROLOGICAL INSPECTION BY AN APPROVED BODY

Check accuracy and watertightness:

- At least once every 2 years (manometer)
- At least once per year (cuffs, tube, bulb)
- After each maintenance operation or repair or replacement of removable parts.

Note: In accordance with international and national metrological standards, the operator or the body responsible for maintenance must ensure traceability of benchmark manometer used for calibration.

REMOVABLE PARTS & ACCESSORIES:

Please contact your approved retailer to purchase the parts and accessories below:

- Replacement switch,
- Tube,
- Armbands (all sizes).

CLEANING AND DISINFECTION:

⚠ Warning: Never immerse the manometer in liquid or in a decontamination device. Use a neutral detergent to clean the surface of product. Should disinfection be necessary, use a cloth soaked in 75% alcohol.

⚠ Warning: Avoid placing your sphygmomanometer too close to heat, excessive cold, solvents or greases. Avoid long-term contact with sweat, as the PVC could easily stiffen (switch and tube). Keep hands dry.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Maxi+3 Manometer

Accuracy: +/-3mmHg

Operating range: 0 to 300mmHg

Displayed range: 0 to 300mmHg

Indication type: radial scale

Scale grading: increments of 2 mmHg

Pressure generation: switch

Pressure reduction: air release valve

Case: ABS

Mechanism: copper-beryllium alloy

Switch: PVC

Tube: PVC.

Cuff: Nylon.

PRECAUTIONS FOR USE

Avoid impacts, particularly on the dial glass.

Do not expose to heat, sun or humidity, dust.

WARRANTY

The MAXI+3 sphygmomanometer is guaranteed against any part and labour or operating fault, in accordance with the manufacturer's specifications, under normal maintenance and usage conditions. The 2-year guarantee for the tensiometer (excluding armband and tube) starts from the date of purchase from an approved retailer. SPENGLER's obligations are limited during the guarantee period to the repair or replacement of components deemed to be defective by SPENGLER.

Guarantee for Maxi+3 accessories:

Tube: 1 year guarantee

Inflation switch: 1 year guarantee

Armband: 1 year guarantee


- Hinché el brazalete para una primera estimación de la PAS (cuando la sangre vuelve a circular, provoca un ruido de latido perceptible en el estetoscopio) hasta que desaparece el pulso radial (sonidos llamados de Korotkoff).
- Hinché de nuevo a 30 mmHg por encima de la PAS estimada.
- Deshinché abriendo la válvula a una velocidad de 2 mmHg por segundo y lea al mismo tiempo la presión arterial en el manómetro.
- Lea la PAS para la fase I de los ruidos de Korotkoff.
- Lea la PAD para la fase V de los ruidos de Korotkoff (desaparición completa de los sonidos percibidos en el estetoscopio).
- Mida la frecuencia cardíaca.
- Siga con la descompresión hasta la purga completa del brazalete.

Advertencia: Una parada del flujo sanguíneo conlleva riesgos.

- Utilice K⁵ para auscultar a adultos
- Utilice K⁵ para auscultar a pacientes embarazadas, a menos que se perciban sonidos cuando el brazalete esté desinchado, en cuyo caso conviene utilizar K⁴.
- Utilice K⁴ para auscultar a niños de 3 a 12 años.

*Consulte la tabla que describe las fases de los ruidos de Korotkoff.

SONIDOS DE KOROTKOFF



Características medioambientales

Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +40 °C
Humedad relativa de funcionamiento: 20 % a 85 %
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +70 °C
Humedad relativa al almacenamiento: 20 % a 85 %

MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Respete la normativa regional vigente para la eliminación de los tensiómetros manuales o de los accesorios.

Control metroológico por un organismo autorizado

Compruebe la precisión y la estanqueidad:
 - Al menos una vez cada dos años (manómetro).
 - Al menos una vez al año (brazaletes, tubo y pera).
 - Después de cada operación de mantenimiento o de reparación o sustitución de piezas de repuesto.

Observación: Conforme a las normas metroológicas internacionales y nacionales, el operario o el organismo responsable del mantenimiento deben asegurarse de la trazabilidad del manómetro de referencia utilizado para calibración.

Observación: El fabricante se compromete a transmitir las instrucciones de sustitución de piezas de repuesto a petición del usuario.

Piezas de repuesto y accesorios:
Póngase en contacto con nuestro distribuidor autorizado para adquirir las piezas y accesorios siguientes:
 - Díptico de sustitución.
 - Tubo.
 - Brazaletes (todos los tamaños).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Advertencia: No sumerja nunca el manómetro en un líquido o un aparato de descontaminación.

Utilice un detergente neutro para limpiar la superficie del producto. En caso de que sea necesaria una desinfección, pase un trapo empapado en alcohol 75 %.

Advertencia: No coloque el tensiómetro Maxi+3 demasiado cerca de una fuente de calor, de una zona de refrigeración excesiva, de disolventes ni de grasas. Evite el contacto a largo plazo con el sudor, ya que el PVC puede volverse rígido fácilmente (pera y tubo). Mantenga secas sus manos.

Advertencia: para limpiar el manguito no use alcohol. Utilice agua jabonosa tibia para evitar el riesgo de deterioro del marcado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Manómetro MAXI+3
Precisión: +/- 3 mmHg
Franja operativa: 0 a 300 mmHg
Franja visualizada: 0 a 300 mmHg
Tipo de indicación: escala radial
Graduación de la escala: incrementos de 2 mmHg
Generación de la presión: pera
Disminución de la presión: válvula de liberación del aire Caja: ABS
Mecanismo: aleación cobre-berilio
Pera: PVC
Tubo: Nylon

PRECAUCIONES DE USO

Evite los golpes, principalmente en el cristal de la esfera.

No lo exponga al calor, al sol, a la humedad ni al polvo.

GARANTÍA

El tensiómetro MAXI+3 está garantizado frente a fallos de piezas y mano de obra o de funcionamiento, conforme a las especificaciones del fabricante, en condiciones de mantenimiento y de uso normales. La garantía de 2 años del tensiómetro (excepto brazalete y tubo) empieza a partir de la fecha de compra en uno de los distribuidores autorizados.

La obligación de SPENGLER está limitada durante el período de garantía a la reparación o a la sustitución de los componentes analizados defectuosos por SPENGLER.

Garantía de los accesorios MAXI+3:

Tubo: Garantía 1 año

Brazalete MAXI+3: Garantía 1 año

NORMA

El tensiómetro Maxi+3 cumple la norma de referencia europea NF EN ISO 81060-1.

SEGURIDAD DE CALIDAD


NF EN ISO 13485:2016

MARCADO CE
Certificado CE tensiómetro aneroide expedido por el TUV SUD, organismo notificado n.º 0123. Aparato clase Im (función medida de la tensión arterial por método auscultatorio) conforme a la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos.

Símbolo	Descripción
	Fabricante
	Consulte el modo de empleo
	Referencia del producto
	Número de lote
	No soporta la humedad
	Guarde protegido de la luz y del sol
	Franja de temperatura de almacenamiento
	Tire el producto usado en el punto de recogida para el reciclaje conforme a las normativas locales
	Este producto respeta la directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos.

توضیح: - استخدم K ⁵ لتنشیط المخاطب. ما ذکر الامواج ملحوظة عندما يتم القراءة السادسة، وفي هذه الحالة من المناسب استخدام K ⁴ . - استخدم K ⁵ لتنشیط المخاطب، ما ذکر الامواج ملحوظة عندما يتم القراءة السادسة، وفي هذه الحالة من المناسب استخدام K ⁴ . - ارجع إلى الجدول الذي يصف مراحل أصوات Korotkoff.
أصوات korotkoff

التسليمة	الرقم المرجعي
مقياس Maxi+3 ضغط الدم على الحالات مع الكتف (M)	700 522
مقياس Maxi+3 ضغط الدم على الحالات مع الكتف الكبار (M)	705 522
مقياس Maxi+3 ضغط الدم مع الجدران المتعددة (S . M . L)	707 522
مقياس Maxi+3 ضغط الدم مع جدران متعددة الأغراض (S . M . L)	708 522



DENOMINACION	REFERENCE
Maxi+3 mural con adulto brazalete (M)	522 700
Maxi+3 sobre pie con ruedas con adulto brazalete (M)	522 705
Maxi+3 mural con multi brazalete (S, M, L)	522 707
Maxi+3 sobre pie con ruedas con multi brazalete (S, M, L)	522 708

AR	AR
دليـلـ الـمالـك	AR

ما يزيد على ذلك ينذر جهاز ضغط الدم	Maxi+3
باعتباره جهاز ضغط الدم على الماء، فإنه ينذر بالخطر والانفجار أو المفتوحة المفتوحة.	بالخطر

دلـيـلـ الـاصـحـاـل	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
---------------------	---

يرجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ
--	---

الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ	ارـجـعـ إـلـىـ هـذـاـ دـلـيـلـ الـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ وـالـاصـحـاـلـ

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan