



LITESTICK®

Lampe stylo de poche
Pocket penlight



FR

Ce matériel médical a été fabriqué conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, relative aux dispositifs médicaux et est soumis à des contrôles qualités.

DESCRIPTION

Boîtier en aluminium résistant aux chocs avec clip de fixation ⑤.

Manche à piles équipé d'une ampoule à LED (3,0 V) ②.

Accessoires fournis : 2 piles alcalines LR03 AAA.

MODE D'EMPLOI

Mise en place des piles ④

Dévisser la tête du stylo et insérer les deux piles dans le manche en respectant bien les polarités (+) et (-).

Marche/Arrêt ③

Pour allumer en discontinu ou éteindre la lampe, appuyer sur le poussoir noir Marche/Arrêt. Pour allumer la lampe en continu, appuyer sur la partie haute du clip de fixation ⑥.

MAINTENANCE

Remplacement des piles

Dévisser le manche du stylo, retirer les deux piles usagées et insérer deux nouvelles piles alcalines LR03 AAA dans le manche en respectant bien les polarités (+) et (-).

Remplacement de l'ampoule à LED ①


Dévisser la tête du stylo et retirer l'ampoule encastrée en la poussant de l'extérieur vers l'intérieur. Insérer la nouvelle ampoule en la poussant simplement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'au fond du réceptacle.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Ne pas mouiller, ne pas immerger dans un liquide.
- Eviter l'exposition prolongée aux rayons du soleil et aux températures extrêmes.
- Placer hors de portée des enfants.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Températures de fonctionnement : + 10°C à + 40°C.

Températures de stockage : + 10°C à + 40°C.



EN

This medical device is exclusively manufactured in accordance with the regulations in force, relating to medical devices and is subject to quality controls.

DESCRIPTION

Shock-resistant aluminium casing and handle clip ⁵.

Battery handle equipped with a LED bulb (3.0 V) ².

Accessories included: 2 LR03 AAA size alkaline batteries.

INSTRUCTIONS FOR USE

Inserting the batteries ⁴

Unscrew the bulb holder and insert the two batteries into the handle making sure they are aligned correctly (+) and (-).

On/Off procedure ³

Press the on/off black push button to switch the light on intermittently. Release the button to switch the light off. To switch on the light permanently, press the upper part of the handle clip ⁶.

MAINTENANCE

Replacing the batteries

Unscrew the handle from the bulb holder, remove the low batteries and replace them with two new LR03 AAA size alkaline batteries, making sure they are aligned correctly (+) and (-).

Replacing the bulb ¹

Unscrew the bulb holder from the handle and remove the bulb from the holder by pushing it from the outside towards the inside. Then insert the new bulb into the holder by pushing it forwards.

WARNING

- Do not soak, do not immerse into liquids.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight and to extreme temperatures.
- Place beyond children's reach.
- Remove batteries if the equipment is not to be used for a long time.

Operating temperatures: + 10°C à + 40°C.

Storage temperatures: + 10°C à + 40°C.



SPENGLER SAS

30 rue Jean de Guirmand - 13290 Aix en Provence - FRANCE



Spirit Medical Co., Ltd

2F, No. 68, Sec. 2, Guo Dao Rd., Luzhou Dist, New Taipei City, Taiwan



Sklep Dla Lekarza

ul sw. Szczepana 20a, 61-465, Poznan, POLAND



Date de 1^{re} marquage CE : 04/11/2002

1^{re} CE marking date: 2002/11/02